

# Projecta<sup>+</sup>

## Reinigen van Projecta Plus<sup>®</sup> matrashoezen

Projecta Plus<sup>®</sup> matrashoezen zijn hoezen die een matras volledig omvatten. De hoes is aan te brengen d.m.v. de rits en op dezelfde wijze te verwijderen.

Projecta Plus<sup>®</sup> matrashoezen zijn ontwikkeld om het onderhoud van matrassen te vereenvoudigen en kosten te besparen. Het reinigen kan dan ook snel en efficiënt op het matras plaatsvinden.

### Hoe reinigt u Projecta Plus<sup>®</sup>

1. Verwijder al het beddengoed van de matras.
2. Neem een mild reinigingsmiddel dat veilig is voor mens en milieu.
3. Vul een emmer met de voorgeschreven hoeveelheid en vul het aan met lauwwarm water.
4. Gebruik een microvezeldoek en neem de matras af met een licht-vochtige doek.
5. Gebruik geen harde borstels of schuursponzen.
6. Na het reinigen neemt u de matras nogmaals af met **schoon** lauwwarm water om zeep resten en vuil te verwijderen.
7. Indien de omgeving goed geventileerd wordt kunt u de matras aan de lucht laten drogen. U kunt ook het drogen bespoedigen door gebruik van een zachte (thee)doek.
8. De matras is schoon en weer klaar voor gebruik.

N.B. Hoewel het advies is om te reinigen op het matras / bed mogen de Projecta Plus<sup>®</sup> hoezen ook in de wasmachine gereinigd worden. Zie pag. 2: *Algemene instructies*.



## Algemene instructies desinfectie

Volgens de standaard schoonmaakprotocollen moet het oppervlak worden schoongeveegd met een doek of spons gedrenkt in warm zeepsop.

Gebruik een vochtige spons met oplossing om het oppervlak van het product schoon te maken. Gebruik bij het schoonmaken een droge, schone doek om over het oppervlak te vegen. De matrashoes is autoclaveerbaar bij een temperatuur van 121 °C. Ons product kan worden gewassen in warm water tot 95°C en kan in de droger worden gedroogd, op voorwaarde dat de operator ervoor zorgt dat het wordt verwijderd zodra al het vocht is verwijderd.

Met uitzondering van trichloorethyleen kan het chemisch worden gereinigd met elke stomerij-vloeistof. De matrashoes mag niet worden gestreken. Het wordt aanbevolen om het artikel in een goed geconditioneerde, koele en droge omgeving op te slaan en tegelijkertijd voorzorgsmaatregelen te nemen om overmatige druk en contact met gekleurde, niet-kleurechte materialen te voorkomen.

Veel industriële reinigingsproducten zijn agressief voor de coating en kunnen ervoor zorgen dat deze verslechtert. Indien nodig kunnen onderstaande desinfectiemiddelen worden gebruikt, zolang de juiste concentratie wordt gebruikt en het product na reiniging wordt afgespoeld.

Fabrikant moet eventuele nieuwe desinfectiemiddelen op de proef stellen.

Een lijst met desinfectie- en reinigingsproducten die veilig kunnen worden gebruikt op Projecta Plus<sup>®</sup> matrashoesen.

## Lijst met goedgekeurde desinfectiemiddelen

PRODUCTS	CONCENTRATION	RESULT
ACTICHLOR PLUS	1.000 ppm	Approved
ANIOS DDHS	pure	Approved
BASILLOL FOAM*	pure	Approved
CAVI CIDE SURFACE DECONTAMINANT CLEANER*	pure	Approved
CAVI WIPES*	pure	Approved
CHLOR-CLEAN TABLETS	1.000 ppm	Approved
CHLORINE DIOXIDE SOLUTION	1.000 ppm	Approved
CHLORINE RELEASING SOLUTION	1.000 ppm	Approved
CLINELL SPORCIDAL WIPE*	pure	Approved
CLINELL UNIVERSAL SPRAY*	pure	Approved
DETTOL	5%	Approved
DISMOZON PUR	4%	Approved
DURR DENTAL	pure	Approved
ECOPINE	%5	Approved
ETHANOL	%70	Approved
FORMALDEHYDE	%37	Approved
GERMATOL	5%	Approved
HANSAMED (spray)	pure	Approved
HAZ-TABS	1.000 ppm	Approved
HIBICET	pure	Approved
HYDROGENE PEROXIDE	1.000 ppm	Approved
INCIDIN ACTIVE	2%	Approved
INCIDIN EXTRA N	2%	Approved
INCIDIN FOAM	pure	Approved
INCIDIN PLUS	2%	Approved
ISOPROPYL ALCOHOL*	70 %	Approved
KODAN TINKTUR FORTE	pure	Approved
KOHR SOLIN FF	pure	Approved
LIFE CLEAN	pure	Approved
MEDICARINE	1.000 ppm	Approved

MELISEPTOL FOAM PURE	pure	Approved
MELISEPTOL RAPID	pure	Approved
MIKROBAC FORTE	4%	Approved
MIKROZID AF LIQUID*	pure	Approved
MIKROZID SENSITIVE LIQUID	pure	Approved
MINUDES	pure	Approved
NATRIUMHYPOCHLORITE	0,1%	Approved
OCTENISEPT (spray)	pure	Approved
OXIVIR PLUS*	pure	Approved
PDI SANI CLOTH AF3 WIPES	pure	Approved
PHENOL SOLUTION	%1	Approved
SANI CLOTH ACTIVE	pure	Approved
SAGROTAN MED (spray)	pure	Approved
SANIT P20	pure	Approved
SOFTASEPT N (spray)	pure	Approved
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION	%1	Approved
SPRAY OFF	pure	Approved
SPRING	pure	Approved
SPRINT 200	2%	Approved
STERILLIUM	pure	Approved
SUMA BAC D10	1%	Approved
SUPER SANI CLOTH GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE*	pure	Approved
SURFA'SAFE	pure	Approved
TERRALIN PROTECT	pure	Approved
TPH PROTECT	pure	Approved
ULTRASAN	pure	Approved
VIRKON	10 g/l	Approved
VIRUSOLVE	%1 & 10	Approved
VOLVONE	40%	Approved

- Het wordt sterk aangeraden om na gebruik af te vegen met water. De bevindingen van de waterkolom zijn bevredigend; Er is enige verkleuring, maar de functionaliteit is voldoende. Hoewel er verkleuring kan optreden, blijft het functioneren onaangetast.

## Lijst met niet-goedgekeurde desinfectiemiddelen

PRODUCTS	CONCENTRATION	RESULT
CLEAR SOL	pure	Not Approved
HYCOLIN	pure	Not Approved
LYORTHOL	pure	Not Approved
SEKULAR SOFT	pure	Not Approved
TURBO BREAK	pure	Not Approved
PERACEDIC ACID	pure	Not Approved
DISCLEAN ENDO PAA	pure	Not Approved
PDI SANI-CLOTH BLEACH GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE	pure	Not Approved
CHLORINE DIOXIDE SOLUTION	10.000	Not Approved

Getest door de fabrikant in opdracht van:

Uw Bed Professional BV  
Luxemburgstraat 5  
5171 PK Kaatsheuvel / Nederland

Uw Bed  
Professional  
COMPLEET UITGERUST  
Bedden en slaapplekbehooren voor de professionele markt.